



## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### CANETA PARA INSULINA – ACUFOCUS

<b>Modelo</b>	PIVR	<b>NCM</b>	9018.39.99		
<b>Marca</b>	Cepalab	<b>Validade</b>	3 anos	<b>Origem</b>	China

**Registro do produto:** 82533959033

**Código de barras:** 7908584901245

#### Descrição

Caneta para Insulina Acufocus é um dispositivo que juntamente com uma agulha para insulina é indicado para a administração subcutânea de insulina.

#### Imagens do produto



<b>Finalidade de uso</b>	Caneta para Insulina Acufocus é um dispositivo de administração de insulina reutilizável, projetada para uso em um único paciente e que permite administrar entre 1 e 80 unidades para o modelo 01CI80, 1 e 60 unidades para o modelo 01CI60, entre 0,5 e 40 unidades para o modelo 05CI40, 0,5 e 30 unidades para o modelo 05CI30, 0,25 a 20 unidades para o modelo 25CI20 e 0,25 e 15 unidades para modelos 25CI15 de insulina a partir de um refil de 3mL.
<b>Composição</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corpo injetor da caneta: Acrilonitrila butadieno estireno (ABS);</li> <li>2. Pistão: Polioximetileno (POM);</li> <li>3. Botão injetor: Polioximetileno (POM);</li> <li>4. Janela de exibição de dosagem: Policarbonato;</li> <li>5. Botão de ajuste de dosagem: Acrilonitrila butadieno estireno (ABS);</li> <li>6. Caixa de cartucho: Policarbonato;</li> <li>7. Tampa da caneta: Acrilonitrila butadieno estireno (ABS).</li> </ol>
<b>Armazenagem e Transporte</b>	<p>Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.</p> <p>O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.</p>
<b>Embalagem</b>	<p>Embalagem contendo 1 unidade de caneta.</p> <p>Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 251/2022, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.</p>
<b>Apresentação comercial</b>	Embalagem com 1 unidade