	FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL				
cepdlab					
	Modelo 100mm x 3m			NCM	3005.10.90
Marca	CEPALAB	Validade	2 anos	Origem	Brasil
Código do produto	17		10332829010		
Código de barras	7898960950434				
Descrição	Esparadrapo Impermeável CEPALAB é acondicionado em carretel e capa de polietileno e lacrado com invólucro de plástico transparente reforçado. Fabricado com tecido 100% algodão, apirogênico e com medidas de 10 centímetros de largura e 3 metros de comprimento.				
Imagens do produto					
Finalidade de uso	Esparadrapo Impermeável CEPALAB é indicado para fixação de curativos, ataduras o periféricos.				
Composição	Tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco borracha natural e resina.				
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.				
Embalagem	Esparadrapo Impermeável CEPALAB é acondicionado em carretel e capa de polietileno, e lacrado com invólucro de plástico transparente reforçado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.				