

	FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO				
	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL				
	Modelo	25mm x 3m		NCM	3005.10.90
Marca	CEPALAB	Validade	2 anos	Origem	Brasil
Código do produto	560		Reg. MS nº	10332829010	
Código de barras	7898960950410				
Descrição	Esparadrapo Impermeável CEPALAB é acondicionado em carretel e capa de polietileno, e lacrado com invólucro de plástico transparente reforçado. Fabricado com tecido 100% algodão, apirogênico e com medidas de 2,5 centímetros de largura e 3 metros de comprimento.				
Imagens do produto					
Finalidade de uso	Esparadrapo Impermeável CEPALAB é indicado para fixação de curativos, ataduras e periféricos.				
Composição	Tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resina.				
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.				
Embalagem	Esparadrapo Impermeável CEPALAB é acondicionado em carretel e capa de polietileno, e lacrado com invólucro de plástico transparente reforçado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.				