


	FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO				
	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA				
	Modelos	100mm x 10m	NCM	3005.10.90	
Marca	CEPALAB	Validade	2 anos	Origem	Brasil
Código do produto	524	Reg. MS nº	10332829017		
Código de barras	7898960950397				
Descrição	Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica CEPALAB é acondicionada em carretel e capa de polietileno, e lacrada com invólucro de plástico transparente reforçado. Fabricada com tecido não-tecido, apirogênica e com medidas de 10 centímetros de largura e 10 metros de comprimento.				
Imagens do produto					
Finalidade de uso	Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica CEPALAB é para uso em ferimentos superficiais, sua aplicação é feita diretamente sobre a ferida e seus microporos permitem a respiração celular sem causar danos ou irritação, especialmente indicado para pessoas com pele sensível.				
Composição	Tecido não-tecido viscoso com adesivo acrílico hipoalergênico.				
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.				
Embalagem	Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica CEPALAB é acondicionada em carretel e capa de polietileno, e lacrada com invólucro de plástico transparente reforçado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.				