

	FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO			
	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA			
Modelos	12mm x 10m		NCM	3005.10.90
Marca	CEPALAB	Validade	2 anos	Origem Brasil
Código do produto	525		Reg. MS nº	10332829017
Código de barras	7898960950496			
Descrição	Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica CEPALAB é acondicionada em carretel e capa de polietileno, e lacrada com invólucro de plástico transparente reforçado. Fabricada com tecido não-tecido, apirogênica e com medidas de 1,2 centímetros de largura e 10 metros de comprimento.			
Imagens do produto				
Finalidade de uso	Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica CEPALAB é para uso em ferimentos superficiais, sua aplicação é feita diretamente sobre a ferida e seus microporos permitem a respiração celular sem causar danos ou irritação, especialmente indicado para pessoas com pele sensível.			
Composição	Tecido não-tecido viscose com adesivo acrílico hipoalergênico.			
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.			
Embalagem	Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica CEPALAB é acondicionada em carretel e capa de polietileno, e lacrada com invólucro de plástico transparente reforçado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.			