

	<b>FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO</b>				
	<b>FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA</b>				
	<b>Modelos</b>	25mm x 10m		<b>NCM</b>	3005.10.90
<b>Marca</b>	CEPALAB	<b>Validade</b>	2 anos	<b>Origem</b>	Brasil
<b>Código do produto</b>	563		<b>Reg. MS nº</b>	10332829017	
<b>Código de barras</b>	7898960950373				
<b>Descrição</b>	Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica CEPALAB é acondicionada em carretel e capa de polietileno, e lacrada com invólucro de plástico transparente reforçado. Fabricada com tecido não-tecido, apirogênica e com medidas de 2,5 centímetros de largura e 10 metros de comprimento.				
<b>Imagens do produto</b>					
<b>Finalidade de uso</b>	Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica CEPALAB é para uso em ferimentos superficiais, sua aplicação é feita diretamente sobre a ferida e seus microporos permitem a respiração celular sem causar danos ou irritação, especialmente indicado para pessoas com pele sensível.				
<b>Composição</b>	Tecido não-tecido viscose com adesivo acrílico hipoalergênico.				
<b>Armazenagem e Transporte</b>	<p>Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.</p> <p>O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.</p>				
<b>Embalagem</b>	Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica CEPALAB é acondicionada em carretel e capa de polietileno, e lacrada com invólucro de plástico transparente reforçado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.				