

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO			
	MIF - CONSERVANTE PARASITOLÓGICO			
	NCM	3822.19.90	Marca	Cepalab
Validade	2 anos		Origem	Brasil
Código interno do produto	545		Reg. MS nº	10377390247
Código de barras	7898960950687			
Peso				
Dimensões	Embalagem terciária:			

A empresa Cepalab Laboratórios Ltda atua no mercado há mais de 20 anos fornecendo produtos para saúde. Os nossos principais clientes são dos segmentos farmacêuticos e laboratoriais.

Um dos principais produtos de distribuição exclusiva da Cepalab Laboratórios é o **MIF Conservante Parasitológico**, o único do segmento com registro **ANVISA**.

- **Composição:** aldeído fórmico, glicerina, álcool etílico, propilenoglicol, álcool isopropílico, metilparabeno, corante artificial alimentício amarelo VI e água deionizada.
- **Embalagem primária:** Frasco flexível contendo 30 mL de solução selado a quente.
- **Embalagem secundária:** Frasco coletor de 80 mL com fechamento de rosca e pá para auxílio à coleta.
- **Embalagem terciária:** Cartucho de papel cartão contendo todas as informações necessárias para o uso correto do produto. Além de espaço destinado a identificação do paciente, tipo de exame e data de realização, **sistema QR code** com direcionamento para a instrução de uso detalhada no site da Cepalab Laboratórios e **código de barras** para controles internos.
- **Embalagem comercial:** Caixa de papelão personalizada contendo 48 unidades do conservante MIF.
- **Rotulagem:** O produto possui etiqueta de identificação de lote, fabricação, validade, instrução de uso e descarte na embalagem primária, dando maior segurança e eficiência no rastreamento. E a embalagem secundária possui gravação do lote, fabricação e validade.



O **MIF - Conservante Parasitológico** da Cepalab Laboratórios irá otimizar a rotina de trabalho do seu laboratório, além de diminuir custos com a compra de reagentes e materiais, e despesas com mão de obra, por se tratar de um produto pronto para o uso.