

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



MÁSCARAS CIRURGICAS DESCARTÁVEIS

		Modelo		Máscara Tripla	NCM	6307.90.10
Marca	CEPALAB	Validade	2 anos	Origem	China	
Reg. MS nº	80258020105					
Código de barras Embalagem de venda (caixa com 50 unidades): 7898960950885						
Descrição	As Máscaras servem de barreira física à propagação de bactérias, da cavidade oral do usuário para o ar ambiente e campo cirúrgico, reduzindo a carga bacteriana no ar ambiente. São confeccionadas de tecido-não-tecido, com 3 camadas, alças elásticas para fixação da máscara ao rosto e clipe nasal para adaptação em torno do nariz e bochechas. Produto não estéril.					
Imagens do produto						
Finalidade de uso	As Máscaras Cirúrgicas Descartáveis têm como finalidade servir de barreira física à propagação de bactérias, da cavidade oral do usuário para o ar ambiente e campo cirúrgico, reduzindo a carga bacteriana no ar ambiente. São utilizadas para a proteção de profissionais Médicos, Veterinários, Dentistas e Enfermeiras durante a realização de procedimentos em geral. A Máscara Cirúrgica também é utilizada na proteção do paciente, por exemplo durante a realização de procedimentos assépticos.					
Composição	Tecido-não-tecido + filtro em PBT meltblown BFE ≥99%					
Armazenagem e Transporte	Armazenar em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol, chuva e vapores químicos. Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.					
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 50 unidades de máscaras descartáveis. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, tipo, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.					
Apresentação comercial	Caixa com 50 unidades	Peso	Embalagem secundária: 14Kg			
			Embalagem terciária: 8Kg			
		Dimensões	Embalagem secundária: 47,5x34x31,5cm			
			Embalagem terciária: 52x38x34cm			