
	<b>FICHA TÉCNICA DO PRODUTO</b>				
	<b>AGULHA 32G 4mm x 0,23mm</b>				
	<b>Modelo</b>	4mm x 0,23mm (32G)	<b>NCM</b>	9018.32.19	
<b>Marca</b>	CEPALAB	<b>Validade</b>	5 anos	<b>Origem</b>	China
<b>Reg. MS nº</b>	80258029005				
<b>Código de barras</b>					
<b>Embalagem de venda (caixa com 100 unidades)</b>			<b>Blister</b>		
7898960950489			7898960950472		
<b>Descrição</b>	A agulha 32G 4mm x 0,23mm é de uso único, esterilizada sendo utilizada para injeção de fluidos para fins médicos/estéticos.				
<b>Imagens do produto</b>					
<b>Finalidade de uso</b>	A agulha 32G 4mm x 0,23mm é de uso único, esterilizada sendo utilizada para injeção de fluidos para fins médicos/estéticos.				
<b>Composição</b>	Cânula da agulha: Aço inoxidável austenítico S304 Base da agulha: Polipropileno Tampa protetora: Polipropileno 5200XT				
<b>Armazenagem e Transporte</b>	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.				
<b>Embalagem</b>	Caixa de papel cartão contendo 100 unidades de agulhas, embaladas unitariamente em blister de polipropileno e papel grau cirúrgico, esterilizadas por óxido de etileno. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.				
<b>Apresentação comercial</b>	Caixa com 100 unidades	<b>Peso</b>	<b>Embalagem terciária:</b> 16Kg		
		<b>Dimensões</b>	<b>Embalagem terciária 1:</b> 46x45x40cm		
			<b>Embalagem terciária 2:</b> 54x44x37cm		