

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	AGULHA HIPODÉRMICA				
	Modelo	13mm x 0,30mm (30G 1/2)	NCM	9018.32.19	
Marca	CEPALAB	Validade	5 anos	Origem	China
Reg. MS nº	80258029004				
Código de barras					
Embalagem de venda (caixa com 100 unidades)			Blister		
7898960950465			7898960950458		
Descrição	A agulha hipodérmica é de uso único, esterilizada sendo utilizada na aspiração e injeção de fluidos para fins médicos.				
Imagens do produto					
Finalidade de uso	A agulha hipodérmica é de uso único, esterilizada sendo utilizada na aspiração e injeção de fluidos para fins médicos.				
Composição	Cânula da agulha: Aço inoxidável austenítico S304 Base da agulha: Polipropileno Tampa protetora: Polipropileno 5200XT				
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.				
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 100 unidades de agulhas, embaladas unitariamente em blister de polipropileno e papel grau cirúrgico, esterilizadas por óxido de etileno. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.				
Apresentação comercial	Caixa com 100 unidades	Peso	Embalagem terciária: 16Kg		
		Dimensões	Embalagem terciária 1: 46x45x40cm		
			Embalagem terciária 2: 54x44x37cm		