

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	AGULHA PARA INSULINA				
	Modelo	32Gx4mm		NCM	9018.32.19
Marca	CEPALAB	Validade	3 anos	Origem	China
Reg. MS nº		80258020028			
Código de barras					
Embalagem de venda (caixa com 100 unidades)					
7898960950991					
Descrição	<p>CEPALAB Agulha para insulina são utilizadas em injeções subcutâneas. Conectadas a dispositivos de injeção multidoso (canetas) promovem a administração de insulina no corpo. Trata-se de um dispositivo de uso em caneta para injeção de insulina. Destinado a perfurara camada superficial da pele e injetar insulina.</p>				
Imagens do produto	 				

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
 Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

Finalidade de uso	CEPALAB Agulha para insulina são utilizadas em injeções subcutâneas. Conectadas a dispositivos de injeção multidose (canetas) promovem a administração de insulina no corpo.		
Composição	CEPALAB Agulha para insulina é composta de: 1 = Cânula (aço inoxidável 304, revestida de silicone grau médico) 2 = Agulha central (aço inoxidável 304) 3 = Capa protetora interior de polietileno (polietileno) 4 = Capa protetora externa de polietileno (polietileno)		
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 100 unidades de agulha, embaladas unitariamente em blister de polipropileno e papel grau cirúrgico, esterilizadas por óxido de etileno. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA n° 185/2001 e 40/2015, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 100 unidades	Peso	Embalagem secundária: 100g
			Embalagem terciária: 6,5Kg
		Dimensões	Embalagem secundária: 12,3x7,2x6,9cm
			Embalagem terciária: 38x26x36cm