


	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	LANCETA				
	Modelos	Pull Top, Twist e Flat	NCM	9018.31.11	
Marca	CEPALAB	Validade	5 anos	Origem	China
Reg. MS nº	80258020010				
Descrição	<p>CEPALAB Lanceta é utilizada para punção no dedo ou no pé para obter amostra de sangue capilar para doseamentos laboratoriais. Essas lancetas são confeccionadas para serem utilizadas em qualquer tipo de lancetador. CEPALAB Lanceta ao ser conectada ao lancetador e após este ser disparado produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos. CEPALAB Lanceta está disponível nos seguintes calibres: 21G ao 33G.</p>				
Imagens do produto	Lanceta Twist 				
	Lanceta Pull Top 				
	Lanceta Flat 				

Finalidade de uso	A CEPALAB Lanceta é utilizada para punção no dedo ou no pé para obter amostra de sangue capilar para doseamentos laboratoriais. Essas lancetas são confeccionadas para serem utilizadas em qualquer tipo de lancetador.		
Composição	1. Cânula: Tipo 304 aço inoxidável 2. Corpo plástico: Plástico ABS (Acrilonitrila butadieno estireno)		
Armazenagem e Transporte	Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 50, 100 ou 200 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA n° 185/2001, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 50 unidades	Peso	Embalagem terciária: 14Kg
	Caixa com 100 unidades		
	Caixa com 200 unidades	Dimensões	Embalagem terciária: 47,5x34x31,5cm