



FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

FAST TEST PAINEL 5 DROGAS

	NCM	3002.15.90	Marca	Cepalab
Validade	24 meses após a data de fabricação		Origem	Wondfo/China
Reg. MS nº	80258020055		Código de barras	7898960950519
Código do produto	642			

Detentora do Registro: CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

Fast Test Painel 5 Drogas é um teste imunocromatográfico para detecção qualitativa de cocaína, maconha, anfetamina, metanfetamina e benzodiazepínicos em amostra de urina humana, sem fins diagnósticos. **Uso em diagnóstico *in vitro*.**

Positivo: somente uma linha vermelha aparecerá na área de controle (C) e nenhuma linha aparecerá na área de teste (T).



Negativo: duas linhas vermelhas aparecerão, uma linha na área de teste (T) e outra linha na área controle (C). O resultado é considerado negativo independente da tonalidade da linha na área de teste (T).



Descrição do produto

Cocaína:

Sensibilidade: 95,0%

Especificidade: 97,5%

THC:

Sensibilidade: 97,5%

Especificidade: 95,0%

Anfetamina:

Sensibilidade: 100%

Especificidade: 97,5%

Metanfetamina:

Sensibilidade: 95,0%


Especificidade: 95,0%

Benzodiazepínicos:

Sensibilidade: 97,5%

Especificidade: 95,0%

Imagens do produto



Finalidade de uso

Fast Test Painel 5 Drogas é um teste imunocromatográfico para detecção qualitativa de cocaína, maconha, anfetamina, metanfetamina e benzodiazepínicos em amostra de urina humana, sem fins diagnósticos.

Composição

25 unidades de dispositivos de reação;
1 unidade de instrução de uso.

Condições de armazenamento e Transporte

Conservar na temperatura entre 4-30°C, em local seco, protegido do calor e da luz solar direta e lacrado. Não congelar. Válido por 24 meses após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.

Embalagem

Caixa de papel cartão contendo 25 unidades de cassetes embalados individualmente em envelope laminado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA n°36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.

Apresentação comercial

Caixa com 25 unidades de cassetes e 1 instrução de uso.