


	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO			
	AUTOLANCETA			
	Marca	CEPALAB	NCM	9018.39.99
	Validade	5 anos	Origem	China
Reg. MS nº	80258029009			
Descrição	Autolanceta é um dispositivo perfurocortante, utilizado em punção digital ou no pé para obter amostras de sangue capilar para dosagens laboratoriais. Está disponível nos seguintes calibres: 21G, 23G, 26G, 28G, 29G e 30G.			
Imagens do produto				
Princípio de funcionamento	Autolanceta possui um dispositivo que ao ser pressionado dispara a lanceta, que produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos. Autolanceta nos seus mais diversos modelos são dotadas de um dispositivo de prevenção de reuso.			
Composição	1) Cânula: Aço inoxidável 2) Mola: Aço inoxidável 3) Corpo plástico: Plástico ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) 4) Botão: Plástico ABS (Acrilonitrila butadieno estireno)			
Armazenagem e Transporte	Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica, vidro ou paletes de plástico, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto. Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.			
Embalagem	Caixas de papel cartão podendo conter 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ou 10000 unidades de auto lancetas esterilizadas por radiação E-beam. Uso único. Não reutilizável. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001 e 40/2015, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.			