

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO			
	LANCETADOR UNISHINE			
	Marca	CEPALAB	NCM	9018.39.99
	Validade	Indeterminada	Origem	China
Reg. MS nº	80258020134	Código de barras	7908584900446	
Descrição	Lancetador é um dispositivo que juntamente com uma lanceta é indicado para obtenção de amostras de sangue necessárias para realização de exames ou testes que requeiram gotas de sangue. Possui 10 níveis de profundidades para punção.			
Imagens do produto				
Princípio de funcionamento	Lancetador possui um dispositivo que ao ser pressionado dispara a lanceta, que produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos.			
Composição	1) Material principal: PC/ABS (Policarbonato/Acrilonitrilo – Butadieno – Estireno) 2) Parte Interna: Polioximetileno 3) Mola de aço: 72A e 65Mn			
Armazenagem e Transporte	Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra. Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica, vidro ou paletes de plástico, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto. Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.			
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 1 unidade de Lancetador UniShine. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001 e 40/2015, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.			
Apresentação comercial	Caixa com 1 unidade.			