

	<b>FICHA TÉCNICA DO PRODUTO</b>			
	<b>LANCETA</b>			
	<b>Marca</b>	CEPALAB	<b>NCM</b>	9018.39.99
	<b>Validade</b>	5 anos	<b>Origem</b>	China
	<b>Reg. MS nº</b>	80258029007		
<b>Descrição</b>	Lanceta é um dispositivo perfurocortante, utilizado em punção digital ou no pé para obter amostras de sangue capilar para dosagens laboratoriais. Essas lancetas são confeccionadas para serem utilizadas em qualquer tipo de lancetador. Está disponível nos seguintes calibres: 16G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G, 31G, 32G, 33G, 34G, 36G e 38G			
<b>Imagens do produto</b>				
<b>Princípio de funcionamento</b>	Lanceta produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos.			
<b>Composição</b>	1) Cânula: Aço inoxidável 304 2) Corpo plástico: Polietileno de baixa densidade			
<b>Armazenagem e Transporte</b>	<p>Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.</p> <p>Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica, vidro ou paletes de plástico, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto.</p> <p>Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.</p>			
<b>Embalagem</b>	<p>Caixas de papel cartão podendo conter 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ou 10000 unidades de lancetas esterilizadas por radiação E-beam. Uso único. Não reutilizável.</p> <p>Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001 e 40/2015, com identificação de procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.</p>			